



SORVEGLIANZA REMOTA Noki Med "4 Anni"

Esclusivo sistema di monitoraggio remoto per semplificare la gestione di tutti i defibrillatori, consente di:

- Tenere costantemente sotto controllo il defibrillatore, ottenendo informazioni relative al risultato degli autotest funzionali tramite pagina web.
- Ricevere alert via Email in caso di anomalie rilevate durante gli autotest quotidiani
- Gestire e ricevere notifiche relative ai consumabili associati al proprio DAE (scadenza elettrodi, scadenza batteria, etc.)

Il sistema è costituito da un piccolo modem wireless, in grado di collegarsi via bluetooth al defibrillatore e ricevere i dati relativi degli autotest giornalieri. Dotato di batteria al litio di lunga durata e traffico dati GSM incluso per 4 anni dall'attivazione.

Tramite una scheda SIM integrata e preinstallata, il modem è in grado di ritrasmettere questi dati al sistema di gestione centralizzato, che li raccoglie e li riorganizza, reinoltrando all'utente ed agli amministratori le informazioni.

I dati relativi ai defibrillatori sono accessibili:

- **Web:** all'indirizzo dedicato, effettuando l'accesso tramite username e password, è possibile visualizzare lo stato di ciascun DAE registrato, con l'indicazione di eventuali anomalie riscontrate durante gli autotest e delle scadenze dei consumabili.
- **Email:** il sistema provvede a inoltrare automaticamente agli indirizzi desiderati mail dettagliate sullo stato del defibrillatore. In caso di anomalie, o di raggiunta data di scadenza dei consumabili, vengono inviati appositi alert in modo da informare l'utente nel più breve tempo possibile.

L'utilizzo del sistema di controllo remoto:

- Agevola le procedure interne aziendali del personale, delegato alla verifica della funzionalità del dae (come richiesto dalle normative territoriali Servizio di Emergenza ed Urgenza 118-112), tra cui la responsabilità (in caso di guasti) e relativa richiesta di assistenza di mal-funzionamento.

Note:

- **Ogni segnalazione** ed intervento inerente la mancata funzionalità del Dae sarà gestita direttamente da NokiMed, in accordo con il referente alla sicurezza.
- Costi, spedizione di ricambi o sostituzione del dae con un muletto sarà concordata all'occasione.
- **La mancanza di copertura** della rete cellulare GSM, risulterà come un'anomalia nel sistema on-line, pertanto in tali situazioni sarà necessario il controllo visivo dell'apparecchiatura e relativa segnalazione al personale Noki Med di avvenuta verifica e funzionalità.