



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.



Caratteristiche Principali: DEFIBRILLATORE Y & YA

- **Facilità d'uso:** Si attiva all'apertura, con istruzioni vocali chiare e adattabili al rumore ambientale e un metronomo per le compressioni toraciche.
- **Semiautomatico (Y) e Automatico (YA):** Il modello 'Y' richiede di premere un pulsante per erogare la scarica, mentre il 'YA' la eroga automaticamente se necessario, ideale per soccorritori esitanti.
- **Modalità Pediatrica:** Un pulsante dedicato permette di adattare l'energia della scarica per bambini, senza bisogno di elettrodi separati.
- **Multilingue:** Supporta più lingue, a scelta dall'utente, per una maggiore accessibilità.
- **Potenza e Durata:** Eroga scariche fino a **360Joul** per una maggiore efficacia della terapia; elettrodi e batterie hanno lunga durata (fino a 4-5 anni).
- **Robustezza:** Grado di protezione IP55 (o IP66 per altri modelli), resistente a polvere e spruzzi d'acqua, adatto per aziende, case e luoghi pubblici.
- **Connettività:** monitoraggio e controllo remoto.
- **Sensore feedback RCP:** monitora e corregge la qualità del massaggio (opzionale)



Nokimed Point & Academy :

Vicenza 0444922385 - Padova 049 7852222 - Treviso 0422 1521030 - Milano 02 40707545 - Roma 392 0838886 -
- Lecco 0341 1880999 - Genova e Torino 392 0838886 - Trento 0461 186572

Partita IVA e cod Fiscale 02636260222 Rea 239044 PEC: nokimed@pec.it

NOKIMED ITALIA srl Sede Legale: Via Zagone n°2 38053 PRIMIERO SAN MARTINO DI CAST. (TN) contact@nokimed.com